



Renol

Solutions de Positionnement et de Confort RENOL

Offrez à vos patients un **confort supérieur** et un **positionnement sûr** grâce à la combinaison des coussins **RCM35209** et **RCV07300**. Développés pour les environnements de soins, les établissements gériatriques et les utilisateurs en fauteuil roulant, ces dispositifs assurent **stabilité, confort et sécurité** au quotidien.



RCM35209 – Coussin demi-lune

Soutien, confort et stabilité en position assise

Le coussin demi-lune RCM35209 offre un soutien morphologique exceptionnel grâce à son garnissage innovant en microbilles de polystyrène. Conçu pour s'adapter parfaitement à la forme des avant-bras, il assure un positionnement ergonomique optimal et prévient efficacement le glissement.

Sa housse en polyuréthane imperméable garantit une hygiène irréprochable, tandis que la sangle avec boucle réglable assure un maintien sur tous types de fauteuils.



Confort morphologique

Microbilles de polystyrène qui s'adaptent à la forme des avant-bras



Positionnement ergonomique

Soutien des membres supérieurs et prévention du glissement



Housse en polyuréthane

Imperméable et facile à nettoyer



Sangle réglable

Maintien sur fauteuil roulant ou gériatrique

- Idéal pour améliorer la posture et le confort des patients assis durablement
- Convient à tous types de fauteuils


Attention : • Une fois la boucle fermée, si le patient ne dispose pas de la dextérité nécessaire pour ouvrir la sangle, le coussin pourrait être assimilé à un dispositif de contention. Ce n'est toutefois pas son usage prévu ni sa finalité. Pour les situations nécessitant une contention, nous vous renvoyons vers notre gamme Belt, spécifiquement conçue à cet effet.

Renol

RCV07300 – Coussin d'assise viscoélastique avec plot d'abduction

Maintien postural et prévention du glissement

Le coussin d'assise RCV07300 intègre une **mousse viscoélastique haute densité** qui épouse parfaitement les contours du corps pour un soulagement optimal des pressions. Son **plot d'abduction intégré** empêche efficacement le glissement vers l'avant tout en favorisant une posture correcte et naturelle.



Mousse viscoélastique

Soulagement des pressions et confort durable pour les utilisateurs en position assise prolongée

Plot d'abduction intégré

Empêche le glissement vers l'avant et maintient un positionnement optimal du bassin, notre plot est garni de billes polystyrène pour plus de confort.

Housse PU imperméable

hygiène maximale en milieu hospitalier

Compatibilité universelle

S'adapte à la plupart des fauteuils roulants et gériatriques du marché

✓ Confort prolongé

Réduction significative de la fatigue

✓ Réduction des pressions

Prévention des escarres

✓ Posture stable

Maintien naturel et ergonomique

Renol

Une combinaison idéale pour un confort global



RCM35209

Soutien optimal des membres supérieurs et des avant-bras



RCV07300

Stabilité du bassin et maintien postural



Solution complète

Confort, sécurité et positionnement optimal

En associant le **coussin demi-lune** au **coussin d'assise viscoélastique**, vous obtenez une **solution complète de positionnement** qui répond aux besoins les plus exigeants des professionnels de santé et de leurs patients.



Réduction des points de pression

La combinaison des deux coussins assure une distribution homogène des pressions sur l'ensemble du corps, réduisant ainsi les risques d'inconfort et d'escarres.



Prévention des glissements

Le plot d'abduction et la sangle réglable travaillent ensemble pour maintenir le patient en position sûre et stable tout au long de la journée.



Amélioration de la posture

Un positionnement ergonomique du bassin et des membres supérieurs favorise une posture naturelle et réduit la fatigue musculaire.



Idéal pour les utilisateurs nécessitant un soutien prolongé en position assise – Ces dispositifs sont particulièrement adaptés aux environnements de soins de longue durée, aux établissements gériatriques et aux utilisateurs de fauteuils roulants.

Attention : • Une fois la boucle fermée, si le patient ne dispose pas de la dextérité nécessaire pour ouvrir la sangle, le coussin pourrait être assimilé à un dispositif de contention. Ce n'est toutefois pas son usage prévu ni sa finalité. Pour les situations nécessitant une contention, nous vous renvoyons vers notre gamme Belt, spécifiquement conçue à cet effet.

Caractéristiques techniques

Découvrez les spécifications détaillées de nos solutions de positionnement RENOL, conçues pour répondre aux exigences des professionnels de santé.

Référence	Description	Composition	Dimension	Entretien
RCM35209	Coussin demi-lune avec sangle	Housse PU / Microbilles PS	130 cm	Nettoyage par éponnage
RCV07300	Coussin d'assise visco + plot d'abduction	Housse PU / Mousse viscoélastique	42cmx42cm Inclinaison 3° H-6cm / 2cm	Nettoyage par éponnage
RCV07400	Coussin d'assise visco + plot d'abduction	Housse PU / Mousse viscoélastique	42cmx42cm Inclinaison 3° H-10cm / 4cm	Nettoyage par éponnage