






REF	Désignation / Omschrijving Bezeichnung / Designation	Matériau-Materiaal- Material-Material	Usage-Gebruiken- Verwende-Use
RCM10010	BABY RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM35200	PILLOW RENOL MED MOON	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM35233	PILLOW RENOL HOME MOON	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM35277	COVER RENOL SENSITIVE MOON	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM31100	PILLOW RENOL MED UNIVERSAL	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM31133	PILLOW RENOL HOME UNIVERSAL	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM31177	COVER RENOL SENSITIVE UNIVERSAL	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM09000	DECUBITUS LATERAL RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM09088	COVER RENOL COTTON DECUBITUS LATERAL	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM10000	LATERAL RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM10033	LATERAL RENOL HOME	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM10088	COVER RENOL COTTON LATERAL	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM11100	POSITIONER RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM11133	POSITIONER RENOL HOME	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM11188	COVER RENOL COTTON POSITIONER	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM12200	LONG POSITIONER RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM12233	LONG POSITIONER RENOL HOME	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM12288	COVER RENOL COTTON LONG POSITIONER	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM12383	COVER SAFETY RENOL COTTON LONG POS.	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM14000	COMFORT RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM14033	COMFORT RENOL HOME	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM14088	COVER RENOL COTTON COMFORT	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM15000	MULTIFONCTION RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM15033	MULTIFONCTION RENOL HOME	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM15088	COVER RENOL COTTON MULTIFONCTION	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM16000	ARM AND LEG SUPPORT RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM16033	ARM AND LEG SUPPORT RENOL HOME	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM16099	COVER RENOL PU ARM AND LEG SUPPORT	PU	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM16083	COVER RENOL COTTON ARM LEG SUPPORT	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM17000	LEG SUPPORT RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM17033	LEG SUPPORT RENOL HOME	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM17088	COVER RENOL COTTON LEG SUPPORT	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM18000	TRIANGLE RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM18033	TRIANGLE RENOL HOME	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCM18088	COVER RENOL COTTON TRIANGLE	Coton-Katoen-Baumwolle-Cotton	Housse-Cover-Kissenbezug-Cover
RCM19000	HEEL CUSHION RENOL MED	PU	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion



Lire la notice (IFU) / Lezen IFU / Lesen IFU / Read IFU



Lit en position basse, barrière de lit en position haute,
les patients doivent être observés d'une manière
constante.

Indications

Les coussins font partie intégrante des soins prodigués aux malades alités. Appropriés à chaque cas, les coussins de positionnement révèlent des vertus thérapeutiques et prophylactiques. Ils servent à bien stabiliser la position du patient et à prévenir des séquelles de l'alitement (irritations, escarres, endolorissements, engourdissements...). En s'intégrant parfaitement au lit du patient, ils optimisent son confort physique et psychique.

Les microbilles de polystyrène de faible granulométrie qui composent les coussins RENOL (usage destiné au lit) ont la particularité d'assurer une répartition constante de la pression induisant ainsi un soulagement des points d'appui. Ce matériau de remplissage s'adapte aux courbures morphologiques de chacun garantissant de la sorte un soutien modulant et ferme de chaque partie du corps.

COUSSIN Matières

L'enveloppe est réalisée soit en revêtement PU «RENOL MED» Ref : **RCM ...00**

soit en COTON «RENOL HOME» Ref : **RCM...33**

COUSSIN Entretien

Les revêtements des articles s'entretiennent en surface d'un simple épongeage avec un désinfectant.

Nous vous conseillons pour la désinfection totale à froid d'utiliser l'UMONIUM38 de la société HUCKERT'S INTERNATIONAL.



HOUSSE Matière

Housse amovible en coton «COVER RENOL COTTON» Ref : **RCM...88**

HOUSSE Entretien

Lavable en machine



Aanwijzingen

De kussens maken integraal deel uit van de zorgen die aan liggende patiënten worden verstrekt.

De positioneringskussens zijn aangepast aan elke situatie en beschikken over therapeutische en profylactische eigenschappen. Ze stabiliseren de positie van de patiënt en voorkomen ongemakken die het resultaat zijn van een langdurige liggende positie (irritaties, doorligwonden, pijn, verstraming...). Omdat ze deel gaan uitmaken van het bed van de patiënt verbeteren ze zijn lichamelijke en mentale comfort. Bij een zittende positie van 90° kan de druk op het heiligbeen groter worden. Daarom geeft men de voorkeur aan een halfzittende positie, ondersteund door de juiste kussens.

De microkorrels van polystyreen met een kleine granulometrie waaruit de RENOL kussens (voor gebruik in bed) zijn samengesteld, garanderen een constante verdeling van de druk en verlichten dus ook de steunpunten. Het opvulmateriaal past zich aan de morfologische vormen van elke gebruiker aan en verzekert zo een aangepaste en sterke ondersteuning van elk deel van het lichaam.

KUSSEN Materialen

Het omhulsel is van PU «RENOL MED» Ref : **RCM...00**

of katoen «RENOL HOME» Ref : **RCM... 33**

KUSSEN Onderhoud

De coatings van de artikelen worden op het oppervlak gehouden door ze eenvoudig af te sponzen met een ontsmettingsmiddel.

Voor totale koude desinfectie adviseren wij UMONIUM38 van HUCKERT'S INTERNATIONAL te gebruiken.



Cover Materiaal

De afneembare overtrekken zijn verkrijgbaar in katoen «RENOL COTTON» Ref : **RCM... 88**

Cover Onderhoud

Wasbaar in de machin.



Indikationen

Kissen sind ein wesentlicher Bestandteil der Pflege bettlägeriger Patienten. Je nach Fall entfaltet das Lagerungskissen therapeutische und prophylaktische Vorzüge. Sie werden verwendet, um die Position des Patienten richtig zu stabilisieren und Folgen der Bettruhe (Reizungen, Dekubitus, Wundsein, Taubheit usw.) zu verhindern. Durch die perfekte Integration in das Bett des Patienten optimieren sie den physischen und psychischen Komfort.

Die kleinteiligen Polystyrol-Mikroperlen, aus denen die RENOL-Kissen (für Betten) bestehen, haben die Besonderheit, eine konstante Druckverteilung zu gewährleisten und so eine Druckentlastung zu bewirken. Dieses Füllmaterial passt sich den morphologischen Krümmungen jedes einzelnen an und garantiert so eine modulierende und feste Unterstützung für jeden Körperteil.

KISSEN Materialien

Die Hülle besteht entweder aus "RENOL MED" PU-Beschichtung Ref: **RCM...00**
entweder in "RENOL HOME" BAUMWOLLE Ref: **RCM...33**

KISSEN Waschanleitung

Die Beschichtungen der Artikel werden durch einfaches Abwischen mit einem Desinfektionsmittel auf der Oberfläche gepflegt. Für eine vollständige Kaltdesinfektion empfehlen wir UMONIUM38 von HUCKERT'S INTERNATIONAL.



KISSENBEZUG Material

Abnehmbarer Bezug aus Baumwolle "COVER RENOL COTTON" Ref: **RCM...88**

KISSENBEZUG Waschanleitung

Waschmaschinenfes.



Indications

Cushions are an integral part of the care provided to bed-ridden patients. Suited to each individual case, positioning cushions reveal their therapeutic and prophylactic virtues. They are used to stabilise the position of the patient and prevent the after-effects of being confined to bed (irritations, bedsores, tenderness, numbness, etc.). By integrating perfectly with the patient's bed, they optimise their physical and mental comfort.

The fine-grain polystyrene microbeads that make up RENOL cushions (intended for bed use) ensure a constant distribution of pressure, thereby relieving the support points. This filler material adapts to the morphological curves of the individual, guaranteeing graduated, firm support for each part of the body.

CUSHION Materials

The envelope is produced as a cover in either PU (polyurethane fabric) «RENOL MED» Ref : **RCM...00**
or cotton «RENOL HOME» Ref : **RCM...33**

CUSHION Maintenance

The product coverings can be maintained simply by wiping with a sponge and disinfectant.
We suggest you for the cold disinfection the using of UMONIUM38 from HUCKERT'S INTERNATIONAL.



COVER Material

The removable cover is in Cotton "COVER RENOL COTTON" Ref: **RCM...88**

COVER Maintenance

Machine washable.

