

REF	Désignation / Omschrijving Bezeichnung / Designation	Matériau-Materiaal- Material-Material	Usage-Gebruiken- Verwende-Use
RCF44045	PREMIUM CUSHION RENOL FILL 42x42CM	PU / Coton-Katoen-Baurnwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCF50025	ARMREST RENOL FILL 40x18CM	PU / Coton-Katoen-Baurnwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCF55040	BACKREST RENOL FILL 60x50CM	PU / Coton-Katoen-Baurnwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCF56000	PREMIUM CUSHION+ARMREST+BACKREST	PU / Coton-Katoen-Baurnwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCF40300	OPEN CUSHION RENOL FILL 42x42CM	PU / Coton-Katoen-Baurnwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion
RCF40400	TOILET RENOL FILL 42x42CM	PU / Coton-Katoen-Baurnwolle-Cotton	Coussin-Kussen-Kissen-Cushion



Lire la notice (IFU) / Lezen IFU / Lesen IFU / Read IFU



Les patients doivent être observés d'une manière constante
 Patiënten moeten constant worden geobserveerd
 Sollten ständig beobachtet werden
 Patients should be observed constantly



Utilisation à la chaise / gebruik in stoel / Stuhl benutzen / using in chair

RCF44045



RCF50025

RCF55040

RCF56000

RCF40300

RCF40400



Indications

Les coussins RENOL offrent une assise stable, sécurisante et confortable. Ils ont été spécialement étudiés pour améliorer le bien-être des usagers de chaise roulante, celui des gens qui restent assis longtemps ainsi que des personnes âgées mobilisées dans un fauteuil gériatrique. Conçus pour assurer une répartition idéale du poids et de la pression, ils permettent de soulager la colonne et les membres. Ils maintiennent et calent confortablement le patient dans la position désirée.

Ils se fixent au fauteuil soit par un système velcro, soit par un lien.

COUSSIN Matières

Les coussins RENOL FILL en fibres polyester siliconées, couverture recto en PU et verso en coton.

COUSSIN Entretien

Lavable en machine



Aanwijzingen

De kussens van RENOL garanderen een stabiele, veilige en comfortabele zitpositie. Ze werden speciaal ontwikkeld ter verbetering van het welzijn van rolstoelgebruikers, maar ook dat van mensen die gedurende een lange tijd moeten zitten of bejaarde personen die veel tijd in een geriatrie zetel doorbrengen. Hun ontwerp verzekert een ideale verdeling van het gewicht en de druk, en maakt het mogelijk de wervelkolom en de ledematen te verlichten. Ze ondersteunen de patiënt en houden hem in de gewenste positie.

Ze worden aan de stoel bevestigd met behulp van een klittenbandsysteem of een band.

KUSSEN Materialen

De kussens RENOL FILL in soepele en zachte polyester siliconenvezels, een overtrek in PU aan één zijde en katoen aan de andere zijde.

KUSSEN Onderhoud

Wasbaar in de machine



Indikationen

RENOL-Kissen bieten stabilen, sicheren und bequemen Sitz. Sie wurden speziell entwickelt, um das Wohlbefinden von Rollstuhlfahrern, Menschen, die lange sitzen, und älteren Menschen in einem geriatrischen Stuhl zu verbessern. Sie sorgen für eine optimale Gewichts- und Druckverteilung und entlasten Wirbelsäule und Gliedmaßen. Sie halten und verkeilen den Patienten bequem in der gewünschten Position. Sie werden entweder durch ein Klettsystem oder durch eine Verbindung am Stuhl befestigt.

KISSEN Materialien

RENOL FILL-Kissen aus silikonisierten Polyesterfasern, Vorderbezug aus PU und Rückseite aus Baumwolle.

KISSEN Waschanleitung

Waschmaschinenfest



Indications

RENOL cushions offer a stable, reassuring and comfortable sitting position. They have been specifically designed to improve the well-being of wheelchair users, people who remain seated for prolonged periods and elderly people mobilised in a geriatric chair. Designed to guarantee perfect distribution of weight and pressure, they allow the relief of pressure on the spine and limbs. They support and prop up the patient comfortably in the desired position.

They are attached to the chair either by a velcro system or by a tie.

CUSHION Materials

RENOL FILL cushions, with silicon polyester fibres, a cover with a PU front and cotton back.

CUSHION Maintenance

Machine washable

