

Renol

Sicherheit und Komfort des Patienten

RENOL ist ein Unternehmen, das auf Produkte für die Positionierung und Fixierung von Patienten spezialisiert ist. Mit 40 Jahren Erfahrung bietet RENOL ein komplettes Sortiment an professionellen, langlebigen, weichen und wettbewerbsfähigen Produkten, die den täglichen Sicherheits- und Komfortanforderungen von Patienten aller Altersgruppen perfekt entsprechen. Das Hauptziel ist es, die Sicherheit des Patienten und die Ruhe des Gesundheitspersonals zu gewährleisten.



Innovativer Ansatz

Renol

Risikobewertung

Wir bieten einen innovativen und "schrittweisen" Ansatz, um die Patientensicherheit zu gewährleisten. Basierend auf einer objektiven Bewertung der Sturzrisiken und schweren Verletzungen durch das medizinische Personal bieten wir maßgeschneiderte Lösungen zum Schutz des Patienten.

Alternative Lösungen

Wir haben ergonomische und multifunktionale Positionierungsprodukte entwickelt, die den Schwerpunkt auf die Sicherheit und den Komfort des Patienten legen.

Hinterfragung von Fixierungsprodukten

Ein Engagement für die systematische Überprüfung der Notwendigkeit starker Fixierungsprodukte, das einen patientenzentrierten Ansatz fördert.

Ethik und Würde des Patienten


Unser Unternehmen legt den Schwerpunkt auf den Respekt vor der Ethik und Würde des Patienten und sucht nach alternativen Lösungen für die Patientensicherheit.




Produktsortiment

Wir haben ein breites Sortiment an Positionierungs- und Befestigungsprodukten entwickelt, um den Patienten in seinem Stuhl oder Bett zu stabilisieren und zu sichern und Unfälle zu vermeiden. Zu den Produkten gehören Kissen, verschiedene Schutzvorrichtungen sowie angepasste Gurte und Gürtel für eine bequeme und optimale Position.

Unser komplettes Befestigungssortiment ermöglicht es, den Patienten im Stuhl, Bett und Krankentragen zu sichern.



Sitzpositionierung



Keilkissen mit Abduktion

Das Keilkissen mit Abduktion verhindert ein Rutschen nach vorne und entlastet Druckpunkte.

- Ref: RCV07300

-Größe: 6Ax42Lx42a cm

- Ref: RCV07400

-Größe: 10Ax42Lx42a cm



Premium-Kissen

Kombination aus drei Kissen (separat erhältlich). Unsere kombinierte Formel bietet maximale Anpassungsfähigkeit für jeden Stuhl oder Rollstuhl.

- Ref: RFC56000



Mondkissen

Das Mondkissen bietet optimale Armunterstützung und sorgt dank des Gurts für eine stabile Position.

Kombinieren Sie das Mondkissen mit dem Keilkissen mit Abduktion für weichen Halt.

- Ref: RCM35209



Bremssocken

Die Bremssocken verhindern ein Rutschen und halten die Füße auf den Fußstützen.

- Ref: RCS10045

Positionierung im Bett



Positionierungskissen

Das Positionierungskissen passt sich perfekt an die Konturen des Körpers an und bietet verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.

- Ref: RCM11100

-Größe: 180L cm

Baumwollbezug mit Reißverschluss erhältlich.

- Ref: RCM11188



Langes Positionierungskissen

Das lange Positionierungskissen passt sich perfekt an die Konturen des Körpers an und bietet verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.

- Ref: RCM12200

-Größe: 280L cm

Baumwollbezug mit Reißverschluss erhältlich.

- Ref: RCM12288



Komfortkissen

Das Komfortkissen, das unter die Oberschenkel gelegt wird, bietet eine gute Position und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten.

- Ref: RCM14000

-Größe: 38x50 cm

Baumwollbezug mit Reißverschluss erhältlich.

- Ref: RCM14088



Schutzbegrenzung

Die Schutzbegrenzungen werden an den Kopfenden des Bettes befestigt, um vor Stößen zu schützen.

- Ref: RCP10153

-Größe: 40Hx153L cm

- Ref: RCP10195

-Größe: 40Hx190L cm

Schutzvorrichtungen

Schutzhandschuhe



Weicher Handschuh

Aus Baumwolle gefertigt, bietet dieser Handschuh einen weichen und flexiblen Schutz für die Hand und gewährleistet gleichzeitig den Komfort und die Sicherheit des Patienten.

- Ref: RCP01100



"Mesh" Starrer Handschuh

Aus Baumwolle gefertigt, bleibt die Oberfläche dieses Handschuhs an der Handfläche starr. Die Außenseite ist mit einem Mesh überzogen, was die Atmung der Haut ermöglicht. Der Patient kann keine Gegenstände greifen oder Gurte öffnen. Sie können keine Schläuche oder Verbände entfernen. Dieser Handschuh ist besonders für unruhige Patienten oder solche, die dazu neigen, sich selbst zu schädigen, geeignet.

- Ref: RCP01235



Starrer Handschuh

Aus Baumwolle gefertigt, bleibt die Oberfläche dieses Handschuhs an der Handfläche starr. Die Außenseite ist mit einem weichen, belüfteten Baumwollgewebe überzogen. Der Patient kann keine Gegenstände greifen oder Gurte öffnen. Sie können keine Schläuche oder Verbände entfernen. Dieser Handschuh ist besonders für unruhige Patienten oder solche, die dazu neigen, sich selbst zu schädigen, geeignet.

- Ref: RCP012358

Anweisungen zur Verwendung von Fixierungsprodukten

Erfahren Sie, wie RENOL die traditionelle Fixierung durch innovative Strategien nach einer umfassenden Risikobewertung revolutioniert.

1

Medizinprodukt

RENOL-Produkte sind Medizinprodukte, die entwickelt wurden, um die Sicherheit des Patienten in verschiedenen Situationen, insbesondere bei der Fixierung im Bett, auf einer Trage oder im Rollstuhl, zu gewährleisten. Diese Produkte werden hauptsächlich im Gesundheitssektor wie Krankenhäusern, Kliniken, Altenheimen und anderen medizinischen Einrichtungen eingesetzt.

2

Verschreibungspflicht

RENOL-Fixierungsprodukte dürfen nur auf ärztliche Verschreibung verwendet werden.

3

Geschultes Personal

Verwendung von RENOL-Produkten durch geschultes Personal gemäß den Sicherheitsanweisungen von RENOL und in Übereinstimmung mit den Sicherheitsstandards der Einrichtung.

4

Lesen Sie die Anweisungen

Es ist unerlässlich, die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und zu verstehen, bevor die Produkte (Gurte, Bänder, Verschlüsse) verwendet werden. Es wird auch dringend empfohlen, sich die Videos zur Positionierung von RENOL-Produkten anzusehen.

5

Produktkontrolle

Überprüfen Sie die Produkte vor jedem Gebrauch, das Produkt muss sauber und in gutem Zustand sein.

6

Patientenüberwachung

Überwachen Sie den fixierten Patienten regelmäßig, unruhige und unkontrollierbare Patienten müssen ständig überwacht werden.

7

Risikobewertung

Bewerten Sie die Risiken von Stürzen und schweren Verletzungen regelmäßig objektiv neu.

Gürtel mit Schnalle für Stühle



Bauchgurt

Der Bauchgurt verhindert, dass der Patient vom Stuhl aufsteht. Kombinieren Sie den Gurt mit dem abgewinkelten Kissen mit Abduktion, um zu verhindern, dass der Patient abrutscht.

- Ref: RFC26100

-Einheitsgröße



Bauch- und Beckengurt

Der Bauch- und Beckengurt verhindert, dass der Patient aufsteht, nach vorne rutscht und vom Stuhl fällt.

- Ref: RFC26200

-Einheitsgröße



Bauch- und Schultergurt

Der Bauch- und Schultergurt verhindert, dass der Patient aufsteht und sich nach vorne neigt. Kombinieren Sie den Gurt mit dem abgewinkelten Kissen mit Abduktion, um zu verhindern, dass der Patient abrutscht.

- Ref: RFC26300

7 -Einheitsgröße



Bauch-, Becken- und Schultergurt

Der Bauch-, Becken- und Schultergurt verhindert, dass der Patient aufsteht, sich nach vorne neigt, nach vorne rutscht und vom Stuhl fällt.

- Ref: RFC26400

-Einheitsgröße



Renol

Gurtsystem mit Verriegelungsverschluss für Stuhl



Bauch- und Beckengurt

Für Patienten mit hohem Sturzrisiko. Der Gurt verhindert, dass der Patient aufsteht, nach vorne rutscht und vom Stuhl fällt. Dieser Gurt kann mit einem magnetischen (M) oder mechanischen (RL) Verschlussystem ausgestattet werden.

- Ref: RFC29200 (M)
- Einheitsgröße
- Verschluss: 2 Verschlüsse (M)
- +1 Schlüssel (M)



Bauch-, Becken- und Schultergurt

Für Patienten mit hohem Sturzrisiko. Der Bauch-, Becken- und Schultergurt bietet optimale Sicherheit, verhindert, dass der Patient aufsteht, nach vorne fällt, nach vorne rutscht und vom Stuhl fällt. Dieser Gurt kann mit einem magnetischen (M) oder mechanischen (RL) Verschlussystem ausgestattet werden.

- Ref: RFC29400 (M)
- Einheitsgröße
- Verschluss: 2 Verschlüsse (M)
- +1 Schlüssel (M)



Bauchgurt

Für Patienten mit hohem Sturzrisiko verhindert der um die Taille gelegte Bauchgurt, dass der Patient aufsteht. Dieser Gurt kann mit einem magnetischen (M) oder mechanischen (RL) Verschlussystem ausgestattet werden.

Kombinieren Sie den Gurt mit dem abduktiven Keilkissen oder fügen Sie den RFP22000 Beckengurt hinzu, um zu verhindern, dass der Patient nach vorne rutscht.

- Ref: RFC47115 (M)+ Option RFP22000 (Becken)
- Größe: Klein/Mittel, 60 bis 110 cm
- Verschluss: 2 Verschlüsse (M)
- +1 Schlüssel (M)
- Ref: RFC47140 (M)+ Option RFP22000 (Becken)
- Größe: Groß, 85 bis 135 cm
- Verschluss: 2 Verschlüsse (M)
- +1 Schlüssel (M)



Bauch- und Beckengurt

Für Patienten mit hohem Sturzrisiko verhindert der um die Taille gelegte Bauchgurt mit integriertem Beckengurt, dass der Patient aufsteht und nach vorne rutscht. Dieser Gurt kann mit einem magnetischen (M) oder mechanischen (RL) Verschlussystem ausgestattet werden.

- Ref: RFC57115 (M)
- Größe: Klein/Mittel, 60 bis 110 cm
- Verschluss: 2 Verschlüsse (M)
- +1 Schlüssel (M)
- Ref: RFC57140 (M)
- Größe: Groß, 85 bis 135 cm
- Verschluss: 2 Verschlüsse (M)
- +1 Schlüssel (M)

Bauchgurtsystem mit Verschluss zum Verschließen des Betts



Bauchgurt- und Beckengurtsystem

Die "ROLL BELT" Bauchgurte mit Verstärkungsriemen und integriertem Beckengurt sind dafür ausgelegt, den Patienten am Bett zu sichern.

Diese Gurte sind in verschiedenen Modellen und Größen erhältlich, mit der Wahl zwischen zwei Breiten: 14 cm oder 18 cm, um auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Patienten abgestimmt zu sein. Dieser Gurt ist mit einem Magnet- (M) oder mechanischen (RL) Verschluss ausgestattet.

- Ref: RFB09115P (M)

-Größe: Small/Medium, 60 bis 110 cm
/Breite 14 cm

-Verschlüsse: 3 Verschlüsse(M) +1 Schlüssel(M)

- Ref: RFB09140P (M)

-Größe: Large, 85 bis 135 cm /Breite 14 cm

-Verschlüsse: 3 Verschlüsse(M) +1
9 Schlüssel(M)



Schultergurt

Der Schultergurt ist dafür ausgelegt, zu verhindern, dass der Patient nach oben rutscht oder den Oberkörper anhebt. Dieser Gurt ist mit einem Magnet- (M) oder mechanischen (RL) Verschluss ausgestattet.

- Ref: RFY21610 (M)

-Einheitsgröße

-Verschlüsse: 5 Verschlüsse(M) +1 Schlüssel(M)



Handgelenkmanschette für Bauchgurt

Die Handgelenkmanschette, kombiniert mit dem "ROLL BELT", ermöglicht es, die Handgelenke des Patienten sicher zu fixieren. Sie bietet zwei Sicherheitsebenen: einen Klettverschluss und ein Verschlusssystem. Dieser Gurt ist mit einem Magnet- (M) oder mechanischen (RL) Verschluss ausgestattet.

- Ref: RFW16100 (M)

-Größe: Medium, 14 bis 22 cm

-Verschlüsse: 2 Verschlüsse(M)



Handgelenk- und Knöchelmanschetten mit Verriegelungssystem



Handgelenk-Manschetten

Die Bänder halten die Handgelenke des Patienten an Ort und Stelle. Sie bieten zwei Sicherheitsebenen: einen Klettverschluss und ein Verriegelungssystem. Die Bänder können mit einem Magnetverschluss (M) oder einem mechanischen Verschluss (RL) ausgestattet werden.

- Ref: RFW16210 (M)

-Größe: Klein 10 bis 18 cm

-Verschlüsse: 4 Verschlüsse (M) + 1 Schlüssel (M)

- Ref: RFW16200 (M)


-Größe: Mittel 14 bis 22 cm

-Verschlüsse: 4 Verschlüsse (M) + 1 Schlüssel (M)

- Ref: RFW16220 (M)

-Größe: Groß 18 bis 26 cm

-Verschlüsse: 4 Verschlüsse (M) + 1 Schlüssel (M)



Knöchel-Manschetten

Die Bänder halten die Knöchel des Patienten an Ort und Stelle. Sie bieten zwei Sicherheitsebenen: einen Klettverschluss und ein Verriegelungssystem. Die Bänder können mit einem Magnetverschluss (M) oder einem mechanischen Verschluss (RL) ausgestattet werden.

- Ref: RFA17210 (M)

-Größe: Klein 16 bis 24 cm

-Verschlüsse: 4 Verschlüsse (M) + 1 Schlüssel (M)

- Ref: RFA17200 (M)

-Größe: Mittel 18 bis 28 cm

-Verschlüsse: 4 Verschlüsse (M) + 1 Schlüssel (M)

- Ref: RFA17220 (M)

-Größe: Groß 23 bis 32 cm

-Verschlüsse: 4 Verschlüsse (M) + 1 Schlüssel (M)



Handgelenk- und Knöchel-Manschetten

Die Bänder haben den Vorteil, dass sie sowohl für die Handgelenke als auch für die Knöchel verwendet werden können. Sie bieten zwei Sicherheitsebenen: einen Klettverschluss und ein Verriegelungssystem. Die Bänder können mit einem Magnetverschluss (M) oder einem mechanischen Verschluss (RL) ausgestattet werden.

- Ref: RFL15000 (M)

-Größe: 14 bis 28 cm

-Verschlüsse: 4 Verschlüsse (M) + 1 Schlüssel (M)



Handgelenk- und Knöchelstützen



Eco Handgelenk-Stützen

Die "Eco" Handgelenk-Stützen halten die Handgelenke des Patienten an Ort und Stelle. Sie haben einen Klettverschluss.

- Ref.: RFL15900

-Einheitsgröße



Eco Comfort Handgelenk-Stützen

Die "Eco Comfort" Handgelenk-Stützen halten die Handgelenke des Patienten an Ort und Stelle. Sie haben einen Klettverschluss und eine Schnalle.

- Ref.: RFL15700

-Einheitsgröße



Premium Handgelenk- und Knöchelstützen

Die "Premium" Handgelenk- und Knöchelstützen können sowohl für die Handgelenke als auch für die Knöchel verwendet werden. Sie bieten zwei Sicherheitsebenen durch ein Klettsystem und eine doppelte Edelstahlschnalle, was einen optimalen Schutz gewährleistet.

- Ref.: RFL15087

-Einheitsgröße



Verriegelungssysteme

RENOL bietet magnetische und mechanische Verriegelungssysteme, um Einschränkungsvorrichtungen zu sichern. Das magnetische System (M) enthält einen Schlüssel (RFK01111) und einen Stift mit einer Verriegelungstaste (RFK01222). Das mechanische System (RL), das aus Edelstahl besteht, besteht aus einem Schlüssel (RFK00100) und einem Stift mit einer Verriegelungstaste (RFK00433). Alle unsere Gurte sind mit oder ohne Schlösser erhältlich. Fügen Sie einfach den Buchstaben (M) für die magnetische Verriegelung oder (RL) für die mechanische Verriegelung zu den Gurtbezügen hinzu.



Magnetische Verriegelung (M)

Taste und Stift

- Ref: RFK01222



Magnetische Taste (M)

Taste

- Ref: RFK01202



Magnetischer Stift (M)

Edelstahlstift

- Ref: RFK01201



Magnetischer Schlüssel (M)

Schlüssel

- Ref: RFK01111



Mechanische Verriegelung (RL)

Edelstahlknopf und -stift

- Ref: RFK00433



Mechanischer Knopf (RL)

Edelstahlknopf

- Ref: RFK00400



Mechanischer Stift (RL)

Edelstahlstift

- Ref: RFK00300



Mechanischer Schlüssel (RL)

Schlüssel

- Ref: RFK00100

Schnelles Sicherheitspaket



Sicherheitspaket

Die RENOL "KRISENBOX" ist speziell für den Umgang mit unruhigen Patienten konzipiert. Sie bietet dem Pflegepersonal eine komplette und jederzeit verfügbare Lösung, um einen Patienten im Notfall schnell und effektiv zu sichern.

Ref: RFBAG115M - "KRISENBOX"

Enthält die Referenzen:

- RFB09115 (Bauchgurt)
- RFP22000 (Beckengurt)
- RFB10200 (Verlängerung des Bauchgurts)
- RFY21610 (Schultergurt)
- RFW16200 (Handgelenkmanschette)
- RFA17200 (Knöchelmanschette)
- RFK01222 (18 x Magnetverschluss)
- RFK01111 (4 x Magnetschlüssel)

Schnelle Intervention

Enthält alles, was für eine schnelle Intervention benötigt wird: einen Bauchgurt mit Verstärkungsgurten, einen Beckengurt, einen Schultergurt, Handgelenk- und Knöchelmanschetten sowie die erforderlichen Magnetverschlüsse.

Alles griffbereit

Diese Tasche ermöglicht es dem Pflegepersonal, alles Nötige zur Hand zu haben.

Sie können Ihre eigene Krisenbox je nach den Bedürfnissen Ihrer Einrichtung zusammenstellen.

Vorteile von RENOL

Komfort und Sicherheit für den Patienten

Die RENOL-Fixierungsmittel sind so konzipiert, dass sie den Patienten maximalen Komfort und Sicherheit bieten. Sie sind aus Terylenmaterial gefertigt, einem weichen Hautmaterial, das einen überlegenen Komfort bietet und Reibungsirritationen vermeidet. Das Terylenmaterial bleibt flexibel und kann bis zu 95°C gewaschen werden, was eine makellose Haltbarkeit und Hygiene gewährleistet.

Qualitätsversprechen

Alle RENOL-Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und unterliegen strengen Kontrollen, um ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Unsere Gurte haben einen mehrschichtigen Aufbau, der ihnen eine Zugfestigkeit von 339 kg verleiht. Die Dicke des Edelstahls unserer Ringe garantiert eine Festigkeit, die jede Krisensituation standhalten kann.

Innovative Lösungen

RENOL bietet eine breite Palette innovativer Lösungen, die entwickelt wurden, um die spezifischen Bedürfnisse von Patienten und Gesundheitsdienstleistern zu erfüllen, indem Sicherheit, Komfort und Effizienz kombiniert werden.

Vorteile der RENOL-Fixierungsmittel

- Einfache Handhabung
- Weichheit der Gurte
- Qualität und Festigkeit
- Hygiene und Waschen bis 95°
- Langlebigkeit der Produkte

Kontaktieren Sie RENOL für innovative Lösungen zur Patientensicherheit

Renol

1

Entdecken Sie die Produkte

Entdecken Sie die Palette an Lösungen für Patientensicherheit und -komfort.

2

Konsultieren Sie die Experten

Sprechen Sie mit unserem Vertriebsmitarbeiter über Ihre spezifischen Bedürfnisse in der Patientenversorgung.

3

Implementieren Sie Lösungen

Integrieren Sie RENOL-Geräte in Ihre Einrichtung, um die Patientenversorgung zu verbessern.

4

Kontaktieren Sie uns:

5

RENOL S.A.

Rue Johannes Kepler 3, Einheit 3

1357 Hélécine - Belgien

Tel.: +32 (0)19 332367

E-Mail: office@renolcare.com

www.renolcare.com

